

Zkušební normy - částečný seznam testovacích norem splňovaných korozními komorami Q-FOG

Modely korozních komor

Normy	SSP	CCT	CRH
BMW CCT	-	●	●
BMW AA-0129	◐	●	◐
BMW AA-0213, AA-0224	-	●	●
BMW AA-P175, AA-P224	-	●	●
BMW AA-0324, AA-P184	●	●	●
Chrysler LP-461H-122	-	-	◐
Chrysler LP-463PB-52-01	-	-	●
Ford CETP: 00.00-L-467	-	-	● (2)
Ford BI-123-03	-	-	●
GM 4298P, 4465P (General Motors)	●	●	●
GMW 14872, GM 9540P (General Motors)	-	-	●
Honda CCT-H/B	-	-	● (1)
JASO M609, M610	-	-	● (1)
Mazda MCT-1M, MCT-2M	-	◐	●
Mazda MCT-3M	-	●	●
Nissan NES-M0007	-	◐	● (1)
Nissan NES M0158 (CCT-I, CCT-IV)	-	◐	● (1)
Renault D17-2028 (ECC1)	-	-	●
RNES G-00003, G-00005 (Renault, Nissan)	●	●	●
RNES G-00006, G-00007 (Renault, Nissan)	-	-	● (1)
SAE J1563	-	◐	●
SAE J2334, J2721	-	-	●
Toyota CCT-C	-	-	● (1)
Toyota TSH 2354G	●	●	●
Toyota TSH 1555G	-	-	●
VDA 233-102	-	-	●
VDA 621-415	-	●	●
Volkswagen PV 1210	-	-	●
Volvo STD 1027, 1375; STD 423-0014	-	-	● (2)
Volvo VCS 1027, 14; VCS 1027,149	-	-	● (2)
IEC 60068-2-52	-	●	●
IEC 60068-2-11	●	●	●
ISO 4623	-	-	●
ISO 6270-2	-	●	●
ISO 9227 NSS, AASS	●	●	●
ISO 9227 CASS	◐	●	◐
ISO 14993	-	-	● (1)
ISO 16701	-	-	●

Automotive normy

ISO, IEC

● Plní normu

◐ Plní podmínky normy.
Pro více informací
kontaktujte prodejce.

1: Požadavek
-R příslušenství

2: Požadavek
-T příslušenství

Modely korozních komor

	Normy	SSP	CCT	CRH
USA	ASTM B117	●	●	●
	ASTM B368	◐	●	◐
	ASTM D1735	●	●	●
	ASTM D2247	-	●	●
	ASTM D2803	-	-	●
	ASTM D5894	●	●	●
	ASTM D6899	-	◐	●
	ASTM G85 Příloha 1, 2, a 3	-	●	●
	ASTM G85 Příloha 5 (Prohesion)	●	●	●
	MIL STD 202G, 810G, 883J, 1344, 1001.1	●	●	●
	MIL STD 1344, 1001.1	●	●	●
	EIA 364.26	●	●	●
	VELKÁ BRITÁNIE ¹	BS 3900, F4 (dříve DEF 1053 M24)	●	●
BS 7479		●	●	●
BS 7479 AASS		●	●	●
ČÍNA	GB/T 1771	●	●	●
	GB/T 2423.17	●	●	●
	GB/T 2423.18	-	-	●
	GB/T 10125	●	●	●
	GB/T 12967.3	◐	●	◐
	GB/T 20853	-	-	●
	GJB 150.11A	●	●	●
NĚMECKO ¹	T/CSAE 71 (CATCH)	-	-	●
	DIN 40.046	●	●	●
	VG 95210	●	●	●
JAPONSKO	VG 95332	●	●	●
	JIS Z2371 NSS, AASS	●	●	●
	JIS Z2371 CASS	◐	●	◐
	JIS H8502 NSS, AASS	●	●	●
	JIS H8502 CASS	◐	●	◐
ostatní ¹	JIS H8502 CCT	-	-	● (1)
	Synthetic Sweat	●	●	●
	Simulated Acid Rain (SART)	●	●	●
	Japan Acid Rain CCT	-	●	●

● Plní normu

◐ Plní podmínky normy.
Pro více informací
kontaktujte prodejce

1: Požadavek
-R příslušenství

2: Požadavek
-T příslušenství

Poznámky:

1: Mnoho národních norem bylo nahrazeno normami ISO nebo IEC, které jsou uvedeny v tomto dokumentu.

2: Tento dokument neobsahuje všechny normy. Pokud zde norma není uvedena, mohou ji komory Q-FOG splňovat. Pro více informací o konkrétní normě nebo testovacím cyklu kontaktujte prodejce Q-Lab.



Prodej, technická podpora, servis a kalibrace:

LABIMEX CZ s.r.o., Počernická 96, 108 00 Praha 10

www.labimexcz.cz, info@labimex.cz, +420 241 740 120

prazak@labimex.cz, +420 602 366 407 kolacny@labimex.cz +420 727 835 669

www.Q-Lab.com/support

Westlake, Ohio USA • Homestead, Florida USA • Buckeye, Arizona USA Bolton, England • Saarbrücken, Germany • Shanghai, China